


# Auto-Examen de la Garganta

## Instrucciones de Coleccion



A landmark in prevention




### Paso 1.

Abra el paquete y quite el tubo y el paquete con las letras verdes. Remueva el algodón con el tunel **AZUL**. **SOLAMENTE USE EL ALGODON CON EL TUNEL AZUL.**

### Paso 2.



Instruya al paciente que abra la boca bien. Asegurese de hacer buen contacto con 5 areas claves de la garganta (mire la figura).



### Paso 3.

**Remueva la tapa** de la probeta. Ponga el algodón en el tubo. Asegurese que la punta del algodón toque el fondo del tubo. No rompa la tapa.

Rompa el algodón en el lugar marcado.



### Paso 4.

Ponga la tapa de regreso y cierre para prevenir un derrame. Trate de que el liquido no salpique fuera del tubo.

### Paso 5.

Deseche las envolturas.  
**Lavese sus manos.**